

# PASCO



# Pobieranie SPARKvue®

iPhone® • iPad®



Pobierz darmową aplikację SPARKvue ze sklepu App Store.



Smartfon Android™  
• Tablet Android



Pobierz darmową aplikację SPARKvue ze sklepu Google Play.



Chromebook™\*\*



Pobierz darmową aplikację SPARKvue ze sklepu Chrome Web Store.



Tablet Windows®\*\* • PC\* • Mac®\*\*



Pobierz 60 dniową wersję próbną aplikacji SPARKvue ze strony PASCO.

[pasco.com/sparkvue](http://pasco.com/sparkvue)



SPARKvue



\*Bezprzewodowe czujniki PASCO są akcesoriami Bluetooth™ Smart i wymagają urządzeń Bluetooth Smart lub naszego adaptera USB Bluetooth.

Apple, logo Apple, iPad, iPhone i Mac są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usługowy firmy Apple Inc. Android, Chromebook i Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG. © 2020 PASCO Scientific. Wszelkie prawa zastrzeżone. SPARKvueDownload\_09/20.

## Połącz & rejestruj dane z bezprzewodowymi czujnikami PASCO

**Krok 1**

Uruchom SPARKvue.

**Krok 2**

Włącz czujnik bezprzewodowy PASCO.

**Krok 3**

Dotknij ikony **Dane czujnika** na ekranie SPARKvue.

**Krok 4**

W pierwszej kolumnie wybierz odpowiedni czujnik za pomocą numeru ID wrytego na czujniku.

**Krok 5**

Wybierz szablon lub eksperyment po prawej stronie ekranu.

**Krok 6**

Kliknij przycisk **Start** na dole, aby rozpocząć rejestrowanie danych!



Potrzebujesz pomocy? [www.pasco.com.pl](http://www.pasco.com.pl) lub pod numerem 606 850 155